

PULPDENT

PerioCare® Periodontal Dressing

PRODUCT DESCRIPTION

PerioCare is a highly elastic periodontal dressing that sets resiliently hard, does not chip, and provides durable protection of tissue.

INDICATIONS

Post-surgical periodontal dressing for protection of soft tissues.

CONTRAINDICATIONS

Not for use on cold sores.

DIRECTIONS FOR USE

Helpful Hint: To accelerate setting time, add 1-2 drops of water to PerioCare® paste and gel and incorporate water into the mix.

1. Extrude equal amounts of paste (tube 1) and gel (tube 2) onto mixing pad.
2. Use a spatula to thoroughly mix paste and gel until color becomes uniform throughout.
3. Form PerioCare mixture into log shape on mixing pad.
4. Test for tackiness with spatula or wet finger. PerioCare is ready to use with moistened fingers in about 60-90 seconds.
5. Mold PerioCare into desired shape using fingers. PerioCare will remain workable for approximately 4-5 minutes. If additional working time is required, place PerioCare in hot water to soften.
6. Clean spatula and instruments immediately with Wonder Orange™ solvent or with alcohol.

STORAGE AND HANDLING

- Store tightly sealed in original container at cool room temperature. Avoid direct light, extremes of temperature, contamination and sources of ignition.
- Shelf life of unopened product: 2 years from date of manufacture.
- Re-cap immediately after use.

CAUTION

Uncured material may cause eye or skin irritation on contact. Dental professionals should wear safety glasses and surgical gloves.

REPORTING OF SERIOUS INCIDENTS

Any serious incidents involving the device should be reported to the manufacturer and the Competent Authority of the Member State in which the incident occurred, or other appropriate regulatory body. Reports of serious incidents should be sent to:

Pulpdent Corporation

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

email: pulpdent@pulpdent.com

Note: Refer to the Safety Data Sheet for a list of materials present in this product.

ES

PULPDENT

Apósito periodontal PerioCare®

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PerioCare es un apósito periodontal altamente elástico que se endurece con elasticidad, no se astilla y proporciona una protección duradera del tejido.

INDICACIONES

Apósito periodontal posquirúrgico para la protección de tejidos blandos.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar en herpes labial.

INSTRUCCIONES DE USO

Consejo útil: Para acelerar el tiempo de fraguado, añada 1-2 gotas de agua a la pasta y al gel PerioCare® e incorpore el agua a la mezcla.

1. Extruir cantidades iguales de pasta (tubo 1) y gel (tubo 2) en el bloc de mezcla.
2. Utilice una espátula para mezclar bien la pasta y el gel hasta que el color sea uniforme en toda la superficie.
3. Forme la mezcla PerioCare en forma de rollo sobre el bloc de mezcla.
4. Compruebe la adhesividad con una espátula o con el dedo humedecido. PerioCare está listo para usar con los dedos humedecidos en unos 60-90 segundos.
5. Moldee PerioCare en la forma deseada con los dedos. PerioCare permanecerá manejable durante aproximadamente 4-5 minutos. Si necesita más tiempo de trabajo, coloque PerioCare en agua caliente para ablandarlo.
6. Limpie la espátula y los instrumentos inmediatamente con el solvente Wonder Orange™ o con alcohol.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

- Conservar herméticamente cerrado en su envase original a temperatura ambiente. Evitar la luz directa, las temperaturas extremas, la contaminación y las fuentes de ignición.
- Caducidad del producto sin abrir: 2 años a partir de la fecha de fabricación. El líquido se oscurece con el tiempo, pero esto no afecta a su rendimiento.
- Tapar inmediatamente después de su uso.

PRECAUCIÓN

El material no curado puede causar irritación ocular o cutánea al contacto. Los profesionales dentales deben usar gafas de seguridad y guantes quirúrgicos.

REPORTE DE INCIDENTES GRAVES

Cualquier incidente grave relacionado con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del estado en el que ocurrió el incidente, u otro organismo regulador apropiado.

Los informes de incidentes graves deben enviarse a:

Corporación Pulpdent

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 EE. UU.

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

correo electrónico: pulpdent@pulpdent.com

Nota: Consulte la hoja de datos de seguridad para obtener una lista de los materiales presentes en este producto.

FR

PULPDENT

Pansement parodontal PerioCare®

DESCRIPTION DU PRODUIT

PerioCare est un pansement parodontal hautement élastique qui durcit de manière résiliente, ne s'écaille pas et offre une protection durable des tissus.

INDICATIONS

Pansement parodontal post-chirurgical pour la protection des tissus mous.

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser sur les boutons de fièvre.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Conseil : Pour accélérer le temps de prise, ajouter 1 à 2 gouttes d'eau à la pâte et au gel PerioCare® et incorporer l'eau au mélange.

1. Extruder des quantités égales de pâte (tube 1) et de gel (tube 2) sur un bloc mélangeur.
2. Utiliser une spatule pour bien mélanger la pâte et le gel jusqu'à ce que la couleur devienne uniforme.
3. Façonner le mélange PerioCare en forme de bûche sur le bloc mélangeur.
4. Testez l'adhésivité avec une spatule ou un doigt mouillé. PerioCare est prêt à l'emploi avec des doigts humidifiés en 60 à 90 secondes environ.
5. Avec les doigts, mouler PerioCare dans la forme désirée. PerioCare restera maléable pendant environ 4 à 5 minutes. Si un temps de travail supplémentaire est nécessaire, placer PerioCare dans de l'eau chaude pour le ramollir.
6. Nettoyer immédiatement la spatule et les instruments avec le solvant Wonder Orange™ ou avec de l'alcool.

STOCKAGE ET MANIPULATION

- Conserver hermétiquement clos dans le contenant original à température ambiante fraîche. Éviter la lumière directe, les températures extrêmes, la contamination et les sources d'ignition.
- Validité du produit non ouvert : 2 ans à partir de la date de fabrication.
- Reboucher immédiatement après l'usage.

MISE EN GARDE

Le matériau non durci peut provoquer une irritation des yeux ou de la peau en cas de contact. Les professionnels dentaires doivent porter des lunettes de sécurité et des gants chirurgicaux.

NOTIFICATION DES INCIDENTS GRAVES

Tout incident grave impliquant le dispositif doit être notifié au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'incident s'est produit, ou à tout autre organisme de réglementation approprié.

Les rapports d'incidents graves doivent être envoyés à :

Société Pulpdent

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 États-Unis

Tél. : 617-926-6666 / Fax : 617-926-6262

courriel : pulpdent@pulpdent.com

Remarque: Veuillez vous reporter à la fiche de données de sécurité pour une liste des matériaux présents dans ce produit.

DE

PULPDENT

PerioCare® Parodontalverband

PRODUKTBESCHREIBUNG

PerioCare ist ein hochelastischer Parodontalverband, der widerstandsfähig hart aushärtet, nicht abplatzt und einen dauerhaften Schutz des Gewebes bietet.

INDIKATIONEN

Postoperativer Parodontalverband zum Schutz des Weichgewebes.

KONTRAINDIKATIONEN

Nicht zur Anwendung bei Fieberbläschen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Hinweis: Um die Aushärtungszeit zu verkürzen, geben Sie 1-2 Tropfen Wasser zu PerioCare-Paste®, -Gel und in die Mischung.

1. Geben Sie die gleiche Menge Paste (Tube 1) und Gel (Tube 2) auf einen Anmischblock.
2. Verwenden Sie einen Spatel, um Paste und Gel gründlich zu mischen, bis die Farbe homogen wird.
3. Formen Sie das PerioCare-Gemisch auf dem Mixing Pad zu einer Art Röllchen.
4. Testen Sie die Klebrigkeit mit dem Spatel oder dem nassen Finger. PerioCare ist in ca. 60-90 Sekunden mit angefeuchteten Fingern einsatzbereit.
5. Bringen Sie PerioCare mit den Fingern in die gewünschte Form. PerioCare bleibt ca. 4-5 Minuten verarbeitungsfähig. Wenn Sie mehr Zeit brauchen, legen Sie PerioCare in heißes Wasser, um es wieder weicher zu machen.
6. Spachtel und Instrumente sofort mit Wonder Orange™ Lösungsmittel oder mit Alkohol reinigen.

OPSLAG EN HANTERING

- Bewaar goed afgesloten in de originele verpakking op een koele kamertemperatuur. Vermijd direct licht, extreme temperaturen, vervuiling en ontstekingsbronnen.
- Houdbaarheid van ongeopend product: 2 jaar vanaf fabricagedatum.
- Sluit de dop direct na gebruik weer af.

VORSICHT

Nicht ausgehärtetes Material kann bei Kontakt Augen- oder Hautreizungen verursachen. Zahnärzte sollten eine Schutzbrille und OP-Handschuhe tragen.

MELDING VAN ERNSTIGE INCIDENTEN

Alle ernstige incidenten waarbij het apparaat betrokken is, moeten aan de fabrikant worden gemeld en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar het incident zich heeft voorgedaan, of een andere bevoegde regelgevende instantie. Meldingen van ernstige incidenten dienen te worden gestuurd naar:

Pulpdent Corporation

80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA

Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262

e-mail: pulpdent@pulpdent.com

Opmerking: Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad voor een lijst van materialen die in dit product aanwezig zijn.

IT

PULPDENT

PerioCare® Medicazione Parodontale

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

PerioCare è una medicazione parodontale altamente elastica che indurisce in modo resiliente, non si scheggia e fornisce una protezione duratura dei tessuti.

INDICAZIONI

Medicazione parodontale post-chirurgica per la protezione dei tessuti molli.

CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare su herpes labiale.

ISTRUZIONI PER L'USO

Suggerimento utile: per accelerare il tempo di presa, aggiungere 1-2 gocce d'acqua alla pasta e al gel PerioCare® e incorporare l'acqua nella miscela.

1. Estrudere ugualmente pasta e gel (tubo 2) sul blocchetto di miscelazione.
2. Mescolare accuratamente pasta e gel con una spatola fino a quando il colore diventa uniforme.
3. Sagomare la miscela di PerioCare a forma di tronchetto sul blocco di miscelazione.
4. Verificare l'appiccicosità con la spatola o il dito bagnato. PerioCare è pronto all'uso con le dita inumidite in circa 60-90 secondi.
5. Modellare PerioCare nella forma desiderata usando le dita. PerioCare rimarrà lavorabile per circa 4-5 minuti. Se è necessario ulteriore tempo di lavoro, mettere PerioCare in acqua calda per ammorbidire.
6. Pulire immediatamente la spatola e gli strumenti con il solvente Wonder Orange™ o con alcool.

periodontal dressing



PULPDENT®

Pulpdent periocare Periodontal dressing

Rx only



- Easy to measure: use equal amounts of paste and gel.
- Easy to mix: paste and gel combine easily and completely.
- Complete: no additional ingredients are necessary.
- Ready to use quickly: 60–90 seconds
- Readily formed into cords of any thickness or length for easy application in the mouth.
- Cohesive: PerioCare melds to itself during working time.
- Adhesive: PerioCare stays in the mouth as long as needed without shrinkage or disintegration.

- Easily removed.
- Naturally colored.
- Neutral aroma and taste.
- Contains no eugenol.
- The package is designed for efficient and convenient office storage. Each tube is clearly marked to avoid confusion between paste and gel.
- Economical for the dentist. Package contains 6 fl. oz. (177.4 ml). A mixing pad is included in the PerioCare kit.

Conservazione e gestione

- Conservare nel contenitore originale ben sigillato a temperatura ambiente fresca. Evitare la luce diretta, temperature estreme, contaminazione e fonti di ignizione.
- Periodo di validità del prodotto non aperto: 2 anni dalla data di produzione.
- Richiudere immediatamente dopo l'uso.

ATTENZIONE

Il materiale non polimerizzato può causare irritazione agli occhi o alla pelle al contatto. Indossare occhiali di sicurezza e guanti chirurgici.

Segnalazione di incidenti gravi

Qualsiasi incidente grave che coinvolga il dispositivo deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente, o altro organismo di regolamentazione appropriato. Le segnalazioni di incidenti gravi devono essere inviate a:

Pulpdent Corporation
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262
e-mail: pulpdent@pulpdent.com

Nota: Consultare la scheda di sicurezza per un elenco dei materiali presenti in questo prodotto.

PL

PULPDENT

PerioCare® Periodontal Dressing – Opatrunek periodontologiczny

OPIS PRODUKTU

PerioCare to wysoce elastyczny opatrunek periodontologiczny, który twardnieje, nie odpryskuje i zapewnia trwałą ochronę tkanek.

WSKAZANIA

Pooperacyjny opatrunek periodontologiczny do ochrony tkanek miękkich.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować na opryszczkę.

INSTRUKCJA UŻYCIA

Pomocna wskazówka: Aby przyspieszyć czas wiązania, dodaj 1-2 krople wody do pasty i żelu PerioCare® i zmieszaj z pastą.

1. Wycisnąć równe ilości pasty (tuba 1) i żelu (tuba 2) na podkładkę do mieszania.
2. Za pomocą szpatułki dokładnie wymieszaj pastę i żel, aż kolor będzie jednolity.
3. Uformuj mieszanekę PerioCare w kształt walca na płytce do mieszania.
4. Sprawdź lepkość szpachelką lub mokrym palcem. PerioCare jest gotowy do użycia zwilżonymi palcami w około 60-90 sekund.
5. Za pomocą palców uformuj PerioCare w pożądaną kształt. PerioCare będzie działał przez około 4-5 minut. Jeśli wymagany jest dodatkowy czas pracy, umieść PerioCare w gorącej wodzie, aby go zmiękczyć.
6. Natychmiast wyczyść szpatułkę i narzędzia rozpuszczalnikiem Wonder Orange™ lub alkoholem.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowuj szczelnie zamknięte w oryginalnym pojemniku w temperaturze pokojowej. Unikaj bezpośredniego nasłonecznienia, ekstremalnych temperatur, skażenia oraz źródeł zapłonu.
- Termin ważności nie otwartego produktu : 2 lata od daty produkcji.
- Zamykaj strzykawkę natychmiast po użyciu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Nieutworzony materiał może powodować podrażnienie oczu lub skóry w kontakcie. Stomatolodzy powinni nosić okulary ochronne i rękawice chirurgiczne.

Zgłaszanie poważnych incydentów

Wszelkie poważne incydenty w których udział ma wyrób powinny być zgłaszane producentowi i kompetentnej jednostce w rejonie w którym miał miejsce incydent, lub odpowiedniej jednostce regulacyjnej.

Raporty o poważnych incydentach należy wysłać do :

Pulpdent Corporation
80 Oakland Street, Watertown, MA 02472 USA
Tel: 617-926-6666 / Fax: 617-926-6262
Email: pulpdent@pulpdent.com

Uwaga: Lista materiałów obecnych w tym produkcie jest zawarta w karcie bezpieczeństwa (charakterystyki) tego wyrobu.



SCAN ME

www.pulpdent.com/info

SDS	Electronic Safety Data Sheet
EN	Electronic Safety Data Sheet
ES	Ficha electrónica de datos de seguridad
FR	Fiche de données de sécurité électronique
DE	Elektronisches Sicherheitsdatenblatt
IT	Scheda di sicurezza elettronica
DK	Elektronisk sikkerhedsdatablad
NL	Elektronisch veiligheidsinformatieblad
SE	Elektroniskt säkerhetsdatablad
NO	Datablad om elektronisk sikkerhet
FI	Sähköinen käyttöturvallisuustiedote
CZ	Elektronický list bezpečnostních údajů
LV	Elektroniskā drošības datu lapa
PT	Elektroninis saugos duomenų lapas
PL	Ficha de dados de segurança electrónica
SK	Elektronická karta bezpečnostných údajov
RO	Fișa electronică cu date de securitate
EE	Elektroniline ohutuskaart
BG	Електроникo дeлтикo дeдoмeнoн лист за бeзoпaчнoст
GR	Ηλεκτρονικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας



Leibetseder Dentalwarenhandel GmbH
Hans-Zach-Straße 2
4210 Gallneukirchen
Austria

Bohumila Sieglóvá
Kolmá 303
25203 Řitka
Czech Republic

Hu-Fa Dental a.s.
Moravni 909
765 02 Otrokovice
Czech Republic

Conger Scandinavia A/S
Urlevvej 6 B
8783 Hornslyd
Denmark

Dansk Nordenta A/S
Nydamsvej 8
8362 Horning
Denmark

Plandent OY
Asentajankatu 6 B
00880 Helsinki
Finland

OPSYSE
18 Allée du Fenouil
ZA Saint Louis
84250 Le Thor
France

KinderDent GmbH
Gutenbergstraße 7
28844 Weyhe
Germany

Ortho Organizers GmbH
Lauenbühlstraße 59
88161 Lindenberg im Allgäu
Germany

Dental Medical Ireland
Kellystown House
Kellystown Lane, Leixlip
Co. Kildare, W23 VF9P
Ireland

Ravelli S.p.A.
Via Darwin 32-34
20019 Settimo Milanese
Italy

Viridul, UAB
Artojų g. 52B, Garliavos Apylinkių
seniūnija
Teleičių kaimas
53273, Kauno Rajonas
Lithuania

Hofmeister Dental B.V.
Andries Copierhof 2
3059 LM Rotterdam
Netherlands

Equadent Sp z o.o.
ul. Pck 12
62-500 Konin
Poland

Lifco Dental AB
Verkmästaregatan 1
745 39 Enköping
Sweden

UNIDENT AB
Västerhavsvägen 2
311 77 Falkenberg
Sweden



PULPDENT® Corporation

80 Oakland Street • Watertown, MA 02472 • U.S.A.
(617) 926-6666 or (800) 343-4342 • Fax (617) 926-6262
www.pulpdent.com • pulpdent@pulpdent.com

XP-PC-IN-08w
REV: 09/2024